

10/01/2014

1

ABVIEW Pilotage d'Instruments avec LABVIEW Contrôle d'instruments via l'interface logicielle MAX Réalisation des différentes liaisons : Postes usb: relier directement les différents appareils aux ports USB du PC. Postes gpib: relier les appareils GPIB entre eux par l'intermédiaire d'un connecteur GPIB; L'ensemble des instruments sera relié au PC soit par un câble GPIB à une carte GPIB (PCI), soit par un câble USB via une interface GPIB/USB. Paramétrisation et activation du port GPIB: (seulement pour les postes GPIB) Fixer l'adresse GPIB de l'appareil, puis activer cette liaison; Pour les appareils disponibles, cela ce fait manuellement à partir de la face avant de l'appareil. Nb : Veiller à ce que 2 appareils reliés sur le même bus GPIB aient des adresses différentes. Vérification liaison avec le logiciel MAX : Formation Masters Avant de se lancer dans l'élaboration d'un programme, il est indispensable de vérifier si les liaisons GPIB(instruments)-PC et USB(instruments)-PC sont actives. PERISSE Thierry thierryperisse@free.fr

LABVIEW

Pilotage d'Instruments avec LABVIEW

Contrôle d'instruments via l'interface logicielle MAX

Communication avec l'instrument (via MAX) :

Par défaut, le logiciel MAX vous propose d'envoyer la commande *IDN? .

En cliquant sur la touche **WRITE**, MAX dépose sur le bus, de manière séquentielle et totalement transparente pour l'utilisateur, les cinq caractères ASCII : * puis I puis D puis N puis ? (le tout constitue une requête)

L'instrument recherche les informations demandées dans sa mémoire et dépose la réponse (suite de caractères) dans le buffer.

En cliquant sur READ l'utilisateur lit la réponse de l'instrument.

Remplacer la requête par la commande *RST .Cette instruction qui fait partie, comme la précédente, du jeu de commandes standards IEEE-488.2 (car présence du caractère *), n'est pas une requête (pas de point d'interrogation). Elle aura pour effet de remettre l'appareil dans un état défini par le constructeur.

Exercices:

Ex1 : Après avoir consulté le guide de programmation, envoyer une commande qui permet de modifier la paramétrisation de l'appareil (fréquence du signal GBF ou base de temps de l'oscillo par exemple).

Ex2 : Après avoir consulté le guide de programmation, envoyer une requête qui permet de connaître un élément de la paramétrisation de l'appareil (forme d'onde délivrée par le GBF ou **amplitude crête-à-crête du signal affiché à l'oscillo**).

PERISSE Thierry thierryperisse@free.fr thierryperisse.free.fr

3

10/01/2014

ABVIEW

Formation Masters

Pilotage d'Instruments avec LABVIEW

Contrôle d'instruments via le logiciel LABVIEW

Réalisation de Vis élémentaires :

un VI élémentaire capable de faire le bilan matériel du PC.

Un VI permettant de programmer le GBF. (sin , fréq, amplitude, offset)

Un VI permettant de récupérer la valeur crête-à-crête d'un signal sur l'oscillo. (valeur crête-à-crête, ...)

Un VI capable d'enchainer les 3 Vis précédant en utilisant la structure séquence.

Formation Masters

PERISSE Thierry thierryperisse@free.fr

49

LABVIEW Pilotage d'Instruments avec LABVIEW Contrôle d'instruments via le logiciel LABVIEW **Utilisations de VIs plus élaborés :** Réaliser une application qui consiste à programmer un signal arbitraire dans une des mémoires du GBF et à lui faire délivrer ce signal. Utilisation du vi Define arbsigshape into file.vi Utilisation du VI Write arbsigshape on X with LV2009 Y.vi NB: X=Ag33220A ou HP33120A selon modèle équipant le poste. **NB**: Y= USB ou GPIB selon le mode de connexions du poste. Utilisation des VIs Capt&Analyse_HP54600B_wave+preamble_with_LV2009_GPIB.vi et Capt HP54600B wave+preamble with LV2009 GPIB.vi afin de récupérer les information et les traces sur l'oscillo HP. ou **Formation Masters** Utilisation des Vis Capt&Analyse_DSO5012B_wave+preamble_with_LV2009_USB.vi et Capt_DSO5012B_wave+preamble_with_LV2009_USB.vi afin de récupérer les information et les traces sur l'oscillo Agilent. PERISSE Thierry thierryperisse@free.fr thierryperisse.free.fr