TP CESI INITIATION LABVIEW - INSTRUMENTATION 12hTP

Découverte de Labview

L'objectif de la séance est de vous donner les bases essentielles pour comprendre comment fonctionne LABVIEW et pour créer un programme.

Vous avez pour cette séance, à regardez les capsules vidéo dans l'ordre indiqué puis après chaque visionnage à faire l'exercice qui vous est proposé en lien avec les notions vues dans la capsule vidéo correspondante.

Vous pouvez aussi vous référez au cahier que nous donnons habituellement aux étudiants :

Labview-cahier-td.pdf

Ainsi qu'au polycopié suivant :

Initiation_a_LabVIEW_2013.pdf

Si vous souhaitez faire un peu d'anglais en même temps : http://www.ni.com/getting-started/labview-basics/f/

Video_1.mp4

Créer un VI (virtual instrument) / Face avant / Diagramme / Marche / Arrêt /Execution en continu / Flux de données / désigner les valeurs actuels comme défaut / Changer la taille des objets

Video_2.mp4

Sélectionner objet / bouger objet / Aide contextuelle / nature de ce qui passe sur les fils / clic droit sur fil, arranger le cablâge / clic droit sur indicateur, représentation / Entrée num clic droit : représentation dessus / Modification police taille /commentaires/

➢ EXO simple exercice 1 p20/33 doc Labview-cahier-td.pdf Correction : correc_2.vi

Video 3.mp4

Mise en forme face avant / Palette d'outils (outil automatique, flèche,main,bobine, pipette, couleur, sonde)

EXO exercice 2 p20/33 doc Labview-cahier-td.pdf Correction : correc_3.vi

Video_4.mp4

Boucle while / Graphe déroulant / Erreur / Temps attente

Video_5.mp4 Boucle for / Tableau / Registre à décalage /

EXO 4.6 1 Fibonacci page 24/33 doc Labview-cahier-td.pdf
Correction : correc_4.vi
EXO 4.6 2 Fibonacci page 24/33 doc Labview-cahier-td.pdf
Correction : correc_5.vi

Video 6.mp4

tableaux № EXO 4.8 Fibonacci suite page 26/33 doc *Labview-cahier-td.pdf* V. Boitier / T. Perissé

Correction : correc_6.vi

✓ Video_7.mp4 Structure condition № EXO 4.10 2 page 28/33 doc Labview-cahier-td.pdf Correction : correc_7.vi

Video_8.mp4
Boîte de calcul / Structure séquence
EXO 4.10 1 page 28/33 doc Labview-cahier-td.pdf
Correction : correc_8.vi

Video_9.mp4

Graphes

Video_10.mp4

Modifier un graphe / touche « Echap » / Express simuler /associer / dissocier

Céer un VI utilisant le VI express « simuler » (express/entrées/simuler signal) pour faire un triangle de fréquence 10Hz, d'amplitude 5V, offset 3V avec 1000 éch par secondes et 2000 ech en tout.
Visualiser la sortie dans un graphe gradué en temps mettre des curseurs et retrouver le min, le max, la période, en ayant fait un zoom sur 4 périodes environ.
Correction : correc_9.vi

https://www.ni.com/academic/students/learn-labview/signal-processing/f/

Traitement du signal / utilisation des blocs express / FFT 1 vidéos = 5mn № EXO refaire idem avec un signal simulé avec un bruit blanc dedans (dans le VI express simuler un signal)

Correction : correc_10.vi

Voir aussi : Initiation_a_LabVIEW_2013.pdf pages pages 44 à 58/93 Enregistrement et lecture d'un fichier de données. (on utilisera ces fonctionnalités après)

▷ EXO créer avec le Viexpress « simuler un signal » un sinus à 1Hz amplitude 10V durée 1s avec 100 points . l'enregistrer avec le Viexpress « écrire mesures» dans un fichier lvm (fichier texte) sans en tête, avec une colonne de temps.(express/mesures/écrire mesures).

Le lire avec le bloc note ou un éditeur de texte simple.

Le relire avec un autre VI en utilisant le Viexpress « écrire mesures » (express/entrées/lire mesures) et le faire afficher. Vérifier que tout est OK. Il faut les mêmes paramètres de lectures et d'écritures pour voir si tout est OK.

Correction : correc_11.vi

https://www.ni.com/academic/students/learn-labview/help/f/

Outil de recherche d'exemples LabVIEW

Fin de la prise en main Labview.