TP CESI **INITIATION LABVIEW - INSTRUMENTATION**

Projet acquisition et traitement d'un son (6h environ)

Objectif: Acquérir un signal sonore à l'aide la carte son du PC et se servir de LabVIEW pour traiter, stocker et restituer une information.

> Retrouver à travers l'étude de la carte son, les paramètres principaux d'une carte d'acquisition : Fech, plage d'entrée, nombre de bits, le FAR (Filtre Anti Repliement).

PC + LabVIEW **Besoins**: Smarthone + GBF Docs disponibles sur le lien : http://thierryperisse.free.fr/

Merci d'installer une application « Générateur de fonction » sur votre smartphone

Exemples d'applications déjà testées : Androïd Keuwlsot dual Channel fucntion generator



1 Créer un premier programme (VI) d'Acquisition d'un son que vous nommerez : « Nom_Prenom_acq_son_1.vi »

Utiliser le sous-programme (vi express) « Acquérir Son » présent sur la page Bloc diagramme : Bibliothèque de Fonctions/Express/Entrée/ « Acquérir Son »

-Ç.) Entrée	Acquitir un son)				Gén. rapports
Assistant DAQ	Initrument 5/0 Assistant	Drivers	Gi Express	в	três		E/S de mesures F E/S d'instruments F Mathématiques F
Simuler signal	Simuler arbit.	Acquérir son	Entrée	Analyse	Sortie	Manipulation	Trakement du signal Communication de données Canneth/Né Contrôle et simulation
Lee mesures	Dialogue	Fichier	Critri execution	Arthmétique			Elgress P Suppléments Selectionner un VI

Ou si VI absent dans les Vis express utiliser l'arborescence suivante : Bibliothèque de Fonctions/Graphisme/Son/Entrée/ « Acquérir Son »



Ou aller le chercher directement dans l'aide LabVIEW

Les paramètres doivent être modifiables sur la face avant, les données en sortie doivent être visualisées sur un graphe.

Ne pas changer la configuration de base sauf pour la fréquence d'échantillonnage à 20KHz.

Test du vi :

Lancer le vi avec un sinus 1KHz à l'entrée du micro PC (mettre votre smartphone à quelques centimètres du micro du PC et surtout stable). Paramètres acquisition : fech = 20kHz, durée 1s

Nom_Prenom_acq_son_1.vi



Questions:

1-1 Faire un zoom sur le graphe (cad isoler environ 5 périodes du régime permanent) et

donner le nombre de points par période

- 1-2 Faire un zoom arrière puis mesurer le temps de retard du signal Tr (avant régime permanent) (utiliser un zoom et un curseur sur le graphe).
- 1-3 Régler maintenant la fréquence d'échantillonnage à 5KHz, refaire l'acquisition, faire un zoom et donner le nbre de points / période.

 Sourceause acquis_3.mp4

1-4 Le temps de retard est il le même que pour Fech=20khz ?

1-5 Remettre Fech=20Khz faire une acquisition sans signal sonore et mesurer le quantum

1-6 Sachant que q=quantum= $\Delta V/(2^n-1)$; En déduire la plage d'entrée ΔV du CAN.

Faire un zoom sur le graphe et comptez le nombre de points par période (fech=20KHz)

TP CESI INITIATION LABVIEW - INSTRUMENTATION



Tr=0,4sec pour Fech=20Khz

Durée (s)	Graphe													Trace			
1	0,03-																
Frequence d'échantilionnage (Hz)	0,02-															-	Contractored
20000	-10,01					19	1.		e . 1			8. 8			f. f	Temps	8 10 10
Nb de voies	-0-	and an effort and the			and of hereine	2.0	4444					0 . 0				Amplitude	8 11 1.12
2	a -0,01-					5	1	1		1			1	1 2		-	
Périphérique	-0,02-															Curseur 0	0,39993 0,103
0	-0,03-															Heck o	
Résolution (bits)	0,387308	0,39	0,3925	0,395	0,3975	0,4	0,40	125	0,405	8 3	0,4075	0	(41		0,413803	-	
16						3	emps						-				

Fech=5KHz

Durée (s)	Graphe									Trac	é0 <u>a n</u>
1 Fréquence d'échantillonnage (Hz) 5000	0,03- 0,02- 		e .								
Nb de voies 2 Pésiphérique	-0,02-									`	
Résolution (bits) 16	0,597738 0,59	8 0,5985	0,599	0,5995	0,6	0,6005 Temps	0,601	0,6015	0,602	0,6025	0,6029
	100										

Tr=0,4sec pour Fech=5Khz

Durée (s)	Graphe										Trace 0			
1	0,02-								-	-				
Fréquence d'échantillonnage (Hz)	0,01-					1			n.	NI				
5000	- 1000000000				10 10	11	11			$t \to t$	17		Temps	8 14 × 19
Nb de voies	Side anti-				1	12	3.2	11 11			9.1	٦.	Amplitude	· 新 11 144
2	4											X	Print Contraction	
Périphérique	-0,02-												Trace 0	0,3998 0,001
0	-0,03-		200	224			NOTE FRANCIS						inace o	
Résolution (bits)	0,39101 0,392	0,394	0,396	0,398	0,4		0,402	0,404	6	0,406	1.0	0,408117	34	
16					Temps	3						_		
	H 28										and in			



Mesure du quantum :(avec n=16bits)



Qexpérimental = (Vmax mesure - Vmin mesure) / m = ((0,0002-(-0,0002))/13 = 30,77 10⁻⁶V.

En déduire la plage d'entrée du CAN. On sait que : Q = quantum = $\Delta V/(2^n - 1)$ => plage d'entrée du CAN 2Volt Calculer la plage d'entrée du CAN $\Delta V = Q \times (2^n-1) = 30,77 \ 10^{-6}/(2^{16}-1) = 2Volts$

Exemple de saturation du micro en entrée (on gueule devant le micro du PC) \rightarrow On voit que ΔV pratiquement = à 2v



2 FFT d'un signal sinus 1KHz : « Nom_Prenom_acq_son_2.vi »

A partir du vi **Nom_Prenom_acq_son_1.vi** faire l'analyse spectrale des données présentes en entrée du Graphe, pour cela utiliser le vi express de mesures spectrales (config de base), visualiser le résultat sur Graphe 1.



A l'aide de votre générateur de fonction (smartphone ou autre) envoyer un signal sinusoïdal de 1KHz en entrée du micro de votre PC (se mettre à quelques cms), attention de ne pas saturer le micro (pour cela bien vérifier si sur le graphe3 on récupère bien un sinus).

Test avec un sinus de 1KHz



A faire :

Sur l'axe des abscisses du Graphe 1 il est mentionné temps, merci de le changer en fréquence. Mesurer la fréquence et l'amplitude du signal sur le Graphe (en utilisant le vi express « Mesures de tons »)

Questions:

2-1 Quelle est la fréquence maximale du Graphe 1 ? Quelle est la relation avec la Fech ?

Réaliser une analyse fréquentielle (utiliser des zoom, décalage ordonnée, curseurs, ...)



Questions:

- 2-2 A l'aide des curseurs mesurer les premières raies du Graphe 1, a quoi correspondent elles ?
- 2-3 A l'aide des curseurs mesurer l'atténuation entre le fondamental et la première harmonique rencontrée ?
- 2-4 A l'aide des curseurs mesurer l'atténuation entre le fondamental et l'harmonique la plus élevée (quelle est sa fréquence) ?
- 2-5 Que se passe t'il si on diminue la fréquence d'échantillonnage ? Faire une acq/FFT pour Fech=5KHz et pour Fech=3,5KHz Y a-t-il des raies images ? En déduire si votre carte son a un FAR ? expliquer ?



Fech=5KHz



3 Utilisation d'un tableau : « Nom_Prenom_acq_son_3.vi »

Utilisation d'un tableau en // avec le graphe en utilisant le convertisseur de données dynamiques.

Bibliothèque de Fonctions/Express/Manipulation/ « Convertir des données dynamiques »



Ex de Nom_Prenom_acq_son_3.vi



Questions :

- 3-1 Changer la durée d'acquisition (1, 5 et 10sec) et donner le nombre de pts du tableau (taille du tableau)
- 3-2 En déduire la relation liant N (nbre de pts), D (durée d'acquisition (s)) et Tech (période d'échantillonnage (sec)).

TP CESI INITIATION LABVIEW - INSTRUMENTATION

4 Travail sur le tableau : « Nom_Prenom_acq_son_4.vi »

Cahier des charges : Construire un nouveau tableau « Tableau2 » en ayant enlevé les points entre 0 et le temps Tr mesuré au 1 (Utilisation du VI « Supprimer une portion d'un tableau »)

Connecter maintenant un graphe sur le Tableau2 (le nommer Graphe2)

Remplacer l'abscisse temps sur graphe2 par indice

Calculer le nombre de points à enlever au départ (Fech=20Khz) Exemple de calcul avec ma carte son (Tr=0,4s) Durée = N x Tech = N / Fech Fech=20000Hz Td=0,4s donc N=TrxFech=0,4x20000=8000pts

Test du VI avec D=1s « Nom_Prenom_acq_son_4.vi »



Questions :

- 4-1 Mesure de la taille du Tableau2 est-elle cohérente ?
- 4-2 Sur le Graphe2 le décalage de départ a-t-il disparu ?
- 4-3 A quoi correspond l'axe des abscisses du graphe2 ?
- 5 Mettre le temps en abscisse sur le graphe Nom_Prenom_acq_son_5.vi

A l'aide du Tableau2 et de la Fech et de l'outil « Construire une waveform »

Créer le Graphe3.



Test du VI avec D=1s « Nom_Prenom_acq_son_5.vi »



Questions:

- 5-1 A quoi correspond la dernière valeur du temps sur Graphe3?
- 5-2 Cette valeur était-elle prévisible ?

6 Enregistrement fichier son : « Nom_Prenom_acq_son_6.vi »

Utiliser le sous-programme suivant « Ecrire mesure », choisir l'emplacement du fichier pour l'enregistrement (enregistrement1.lvm) et laisser les paramètres par défaut.



Lancer le vi sur une durée de 10sec (mettre un morceau de musique en entrée)

Ouvrir le fichier créer enregistrement1.lvm avec Bloc-notes -> commentaires

7 Lire le fichier enregistrement1.lvm : « Nom_Prenom_acq_son_7.vi » Nouveau VI puis utiliser le sous-programme suivant « Lire mesure »



Pointer le fichier enregistrement1.lvm et laisser les paramètres par défaut. Sur la sortie du VI « Lire un fichier de mesure » mettre un graphe et y connecter aussi le Sous-VI « Jouer une waveform ».



Lancer le VI

Questions :

7-1 A quoi correspond la dernière valeur du temps sur Graphe ? Commenter.

8 FFT d'un signal sinus 1KHz : « Nom_Prenom_acq_son_8.vi »

A partir du vi **Nom_Prenom_acq_son_5.vi** faire l'analyse spectrale des données présentes en entrée du Graphe3 (cad le signal sans le régime transitoire), pour cela utiliser le vi express de mesures spectrales (config de base), visualiser le résultat sur Graphe 4.

A l'aide de votre générateur de fonction (smartphone ou autre) envoyer un signal sinusoïdal de 1KHz en entrée du micro de votre PC (se mettre à quelques cms), attention de ne pas saturer le micro (pour cela bien vérifier si sur le graphe3 on récupère bien un sinus).

Test avec un sinus de 1KHz



A faire :

Réaliser une analyse fréquentielle (utiliser des zoom, décalage ordonnée, curseurs, ...),

Questions :

8-1 y'a-t-il une différence évidente avec la FFT signal complet ?

9 Traitement du signal : « Nom_Prenom_acq_son_9.vi »

Objectif des Vis 9, 10 et 11 :

Nous allons faire maintenant une acquisition où se superposera un signal utile (France Inter par exemple) et un signal parasite (sinus de 1KHz) sur 10sec.

Quel traitement numérique permet de récupérer le signal utile (France-Inter) seul ?

A faire :

Enregistrer le résultat dans un fichier de mesure : « radioetsinus.lvm »



A faire :

Faire l'analyse fréquentielle Décocher la mise à l'échelle automatique des ordonnées Décalage du niveau du bruit afin de récupérer le spectre utile



10 Lecture fichier « radioetsinus.lvm » : « Nom_Prenom_acq_son_10.vi »



Commentaires

11 Filtrage signal parasite : « Nom_Prenom_acq_son_11.vi »

A l'aide d'outils filtrage présent dans les Vis express / Analyse / Filtre récupérer le morceau de radio en filtrant la (ou les) fréquence(s) indésirable(s).

Gén. rapports	Per express	Analyse	AmpJreiveaux	remps/ transit,	Ajustement
E/S de mesures E/S d'instruments Mathématiques	Entrée	Analyse	Filtre	Statistiques	Conv./Corrél.
Traitement du signal Communication de données Connectivité					
Contrôle et simulation	Contri execution	Anthmetique	simuler signal	Limite	Histogramme

Filtrage du fondamental :

A faire :

Réfléchir à la configuration du filtre (type de filtre, fréquences de coupures (basses et hautes), ordre du filtre)



Test du VI

Si pb à l'écoute filtrer la seconde raie et ainsi de suite.

TP CESI INITIATION LABVIEW - INSTRUMENTATION



<u>A faire :</u> Commentaires Conclusion

V. Boitier / T. Perissé